

病理組織檢體標籤及封條 使用示範

高雄榮民總醫院 病檢部 製作

20111012 制定

正確



檢體袋(罐)上需同時有病人之sticker與封條，封條需填寫檢體名稱、病人資料與加封者之簽名。sticker與封條不互相重疊。

不正確

- 封條上未完整註明檢體部位、病人資料、加封者姓名與送檢日期。予以退件。
- 封條與sticker上之病人資料互相矛盾。予以退件。

不正確



檢體袋(罐)上只有病人sticker

但是沒有封條。予以退件。

不正確



病人sticker與封條重疊，予以退件。因為封條拆開後便無黏性，若此時檢體袋(罐)上又無病人sticker，將無法辨識剩餘檢體為何人所有。因此封條是無法取代病人sticker的。

不正確



檢體袋(罐)上封條有撕過的痕跡(出現黃色底之
OPEN VOID字樣)。予以退件。

不正確




檢體袋(罐)上用封條代替sticker，或封條沒有封住檢體袋(罐)口。予以退件。

不建議



兩個(以上)檢體袋(罐)共用一個封條。恐因運送途中晃動而造成封條不穩定、脫落露出黃色OPEN VOID字樣，造成無可避免之退件之結果。不建議使用的方法。

不建議



兩個(以上)檢體袋(罐)共用一個封條。恐因運送途中晃動而造成封條不穩定、脫落露出黃色OPEN VOID字樣，造成無可避免之退件之結果。不建議使用的方法。

病理組織檢體標籤及封條

- 料號 7020571436
- 若使用上有任何問題，歡迎撥打院內分機詢問，謝謝您！
 - 6305 楊金旺先生
 - 6301 總醫師



www.vgnk.com.tw/path